

راهنمای نمونه گیری مدفوع

لطفاً قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید:

توصیه های قابل ارائه به بیماران

آمادگی های لازم: موادی که برای رادیوگرافی خورده می شود (باریم)، روغن های معدنی، برخی آنتی بیوتیک ها (تتراسایکلین)، ملین ها، آنتی اسیدها و بیسموت حداقل از یک هفته قبل از نمونه گیری مصرف نشده باشد.

- درمواردی که اندازه گیری کمی یا کیفی چربی در مدفوع مورد درخواست می باشد بیمار نباید بیش از جمع آوری نمونه از شیاف یا مواد روغنی استفاده نماید.

حجم نمونه مورد نیاز و نکات مهم: مقدار مدفوع لازم برای آزمایش انگل شناسی و میکروب شناسی در مدفوع قوام دار (جامد) حدود پنج گرم (به اندازه یک فندق) و در مدفوع آبکی پنج میلی لیتر است حداقل ۵۰ گرم از نمونه مدفوع جهت آنالیز بیوشیمی لازم است.

- در صورت مشاهده کرم و هر مورد مشکوک به آزمایشگاه اطلاع دهید.
- نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند برخی از انگل های فعال را از بین ببرد.

شرایط نگهداری نمونه و نحوه انتقال:

بیماران باید نمونه جمع آوری شده را خصوصاً در موارد مشکوک به اسهال خونی بلافاصله به آزمایشگاه ارسال کنند. اگر انجام آزمایش حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از جمع آوری نمونه امکان پذیر نباشد، لازم است نمونه تا زمان انتقال به آزمایشگاه در دمای معادل یخچال قرار داده شود.

آدرس: انتهای غربی بزرگراه همت - ابتدای بزرگراه خرازی - آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان

تریتا - تلفن: ۴۷۲۴۱۰۰۰ - داخلی ۳۱۲-۱۴۴

برای این آزمایش :

- احتیاج به ناشتا بودن نیست .
 - اگر درون قوطی مایع (فرمالین ۱۰٪) باشد مواظب باشید بیرون نریزد .
 - اگر چند نوبت آزمایش دارید سعی کنید که هر نمونه (قوطی) پس از تهیه به آزمایشگاه تحویل شود .
 - برچسب ظرف نمونه باید تمیز باقی بماند ، تا مشخصات آن خوانا باشد .
 - سعی کنید از بخش بلغمی یا خونی مدفوع نیز درون قوطی ریخته شود .
 - بعد از آوردن آخرین قوطی زمان آماده شدن جواب آزمایش را ، از متصدی پذیرش بپرسید و به وی بگویید تمام نمونه ها را آورده اید .
 - باید توجه نمود که نباید در طی یک روز بیشتر از یک نمونه از بیمار جمع آوری نمود .
 - در صورتی که اندازه گیری کمی چربی ۷۲ ساعته مدفوع مورد نظر می باشد از ظرف پلاستیکی از قبل وزن شده استفاده نمایید .
- توجه:** اگر دارو مصرف می کنید حتما در مورد داروهای مصرفی خود قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه مشورت کنید.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت ودقت آزمایش خواهد شد.

آدرس: انتهای غربی بزرگراه همت - ابتدای بزرگراه خرازی - آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان

تریتا - تلفن : ۴۷۲۴۱۰۰۰ - داخلی ۳۱۲-۱۴۴